



Kit per TPD BLUperc® con cannula BLUselect®



Kit per TPD BLUgriggs® con cannula BLUselect®

**Kit per
tracheostomia
percutanea
dilatativa
BLUperc®
e BLUgriggs®**

Componenti

Kit per tracheostomia percutanea dilatativa BLUperc® e BLUgriggs® Componenti

I kit per TPD BLUperc® con BLUselect® includono

Tutti i vassoi e kit includono (101/562/000)

- Gel lubrificante (2)
- Compresse di garza (10)
- Medicazione tracheostomica pretagliata
- Bisturi di sicurezza
- Siringa/siringhe da 5 ml
- Siringa da 10 ml
- Gruppo cannula e ago di introduzione
- Ago introduttore/aghi introduttori
- Filo guida a "J" precaricato in un erogatore per l'uso con una sola mano
- Dilatatore corto da 14 Fr
- Dilatatore single-step precaricato con catetere guida
- Pinza emostatica ricurva
- Introduttore/i per cannula tracheostomica
- Dispositivo di sicurezza per ago
- Supporto per cannula tracheostomica con spazzolino
- Cuneo di disconnessione

Componenti aggiuntivi in

- 101/561/--- include una cannula cuffiata
- 101/563/--- include una cannula Suctionaid®

- Cannula tracheostomica BLUselect®
- Controcannule (2)
- In caso di cannula Suctionaid, valvola di controllo del vuoto
- Otturatore
- Etichette per il paziente
- Introduttore dedicato

I kit per TPD BLUgriggs® includono

Tutti i vassoi e kit includono

- 101/543/--- include una cannula cuffiata
- 101/893/--- include una cannula Suctionaid®

Componenti aggiuntivi in

- 101/541/--- include una cannula cuffiata
- 101/891/--- include una cannula Suctionaid®

- Gel lubrificante (2)
- Compresse di garza (10)
- Medicazione tracheostomica pretagliata
- Bisturi di sicurezza
- Siringa/siringhe da 5 ml
- Siringa da 10 ml
- Gruppo cannula e ago di introduzione
- Ago introduttore/aghi introduttori
- Filo guida a "J" precaricato in un erogatore per l'uso con una sola mano
- Dilatatore corto da 14 Fr
- Cannula tracheostomica BLUselect®
- Controcannule (2)
- Dispositivo di sicurezza per ago
- Supporto per cannula tracheostomica con spazzolino
- Cuneo di disconnessione
- In caso di cannula Suctionaid, valvola di controllo del vuoto
- Otturatore
- Etichette per il paziente

- Pinza per dilatazione con filo guida

IL PRODOTTO O I PRODOTTI DESCRITTI POTREBBERO NON ESSERE CONCESSI IN LICENZA NÉ DISPONIBILI PER LA VENDITA IN TUTTI I PAESI

MMSPCA-0570

Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442, USA
Tel: 1-614-210-7300
Toll-Free USA: 1-800-258-5361
www.smiths-medical.com

Smiths Medical Italia
Via della stazione, 2
04100 Latina Scalo (LT)
Tel: +39 0773 40841



smiths medical

Le informazioni di contatto locali sono disponibili all'indirizzo: www.smiths-medical.com/customer-support.

Smiths Medical è parte dell'azienda globale di prodotti tecnologici Smiths Group plc. Consultare le Istruzioni per l'uso o il Manuale dell'operatore per un elenco completo di indicazioni, controindicazioni, avvertenze e precauzioni. Portex, BLUperc, BLUgriggs, BLUselect, Suctionaid e il marchio di design Smiths Medical sono marchi di Smiths Medical. Il simbolo ® indica che il marchio è registrato presso l'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti e di altri Paesi. Tutti gli altri nomi e marchi citati sono marchi di fabbrica o marchi di servizio dei rispettivi titolari. I prodotti a cui si fa riferimento sono marchi CE. ©2019 Smiths Medical. Tutti i diritti riservati. TR194567/IT-102019