


smiths medical
deltec®



**Die GRIPPER®-Familie
Portpunktionsnadeln**

Nadeln für Ihre individuelle Behandlung



DIE NADELN FÜR IHREN BEHANDLUNGSBEDARF



Stets auf die Bedürfnisse von Patienten und Ärzten abgestimmt, setzen die bekannten Gripper® Nadeln mit innovativen Funktionen den Maßstab im Portzugang.

GRIPPER® Sicherheits-Portpunktionsnadeln

GRIPPER® Micro Sicherheits-Portpunktionsnadeln mit stumpfer Kanüle



Ein neuer Maßstab für Komfort und Sicherheit

- Kleiner und flacher Infusionsanschluss
- Stumpfe Kanüle für ein sicheres Entfernen und Entsorgen
- Trokar, nichtstanzende Kanüle, die durch Einrasten eine sichere Entsorgung gewährleistet

GRIPPER PLUS® POWER P.A.C. Sicherheits-Portpunktionsnadeln mit Huberschiff



Für die Druckinjektion

- Zur Druckinjektion von Kontrastmitteln bei CT-Scans
- Der blaue Schlauch dient zur Unterscheidung von anderen Nadeln (ohne Druckinjektion)
- Der Klemmeneinsatz zeigt den maximalen Durchfluss von bis zu 5 ml/Sek. an



SMITHS MEDICAL
IST SEIT ÜBER
20 JAHREN
ANBIETER VON
PORTPUNKTIONS-
NADELN.

GRIPPER PLUS®
Sicherheits-Portpunktionsnadeln mit
Huberschiff



Kosteneffizient

- Eine große Auswahl an Nadeltypen für jeden Patientenbedarf
- „Klick“ zur Bestätigung des Sicherheitsmechanismus



Bestellinformationen



GRIPPER® Micro
Sicherheits-Portpunktionsnadeln
mit stumpfer Kanüle

GRIPPER® Micro Sicherheits-Portpunktionsnadeln mit stumpfer Kanüle					
Größe (G)	Länge	Bestellnummern (12 Stück)			
		Ohne Y-Anschluss	PZN/St.	PZN/VE	HiMi
19	19 mm	21-3260-24	09007311	04651556	0399991015
19	25 mm	21-3261-24	09007334	04652863	0399991015
19	32 mm	21-3262-24	07526254	07526248	0399991015
20	19 mm	21-3256-24	09007363	04652900	0399991015
20	25 mm	21-3257-24	09007386	04652917	0399991015
20	32 mm	21-3258-24	07526277	07526260	0399991015
22	19 mm	21-3251-24	09007423	04653006	0399991015
22	25 mm	21-3252-24	09007446	04653130	0399991015
22	32 mm	21-3253-24	07526308	07526283	0399991015

Größe (G)	Länge	Bestellnummern (12 Stück)			
		NAC	PZN/St.	PZN/VE	HiMi
19	19 mm	21-3280-24	09675509	09676041	0399991015
19	25 mm	21-3281-24	09675515	09676058	0399991015
19	32 mm	21-3282-24	09675521	09676064	0399991015
20	19 mm	21-3276-24	09675478	09676012	0399991015
20	25 mm	21-3277-24	09675484	09676029	0399991015
20	32 mm	21-3278-24	09675490	09676035	0399991015
22	19 mm	21-3271-24	09675449	09675981	0399991015
22	25 mm	21-3272-24	09675455	09675998	0399991015
22	32 mm	21-3273-24	09675461	09676006	0399991015



GRIPPER PLUS® POWER P.A.C.
Sicherheits-Portpunktionsnadeln
mit Huberschiff

GRIPPER PLUS® POWER P.A.C. Sicherheits-Portpunktionsnadeln mit Huberschiff					
Größe (G)	Länge	Bestellnummern (12 Stück)			
		Ohne Y-Anschluss	PZN/St.	PZN/VE	HiMi
19	19 mm	21-3368-24	09007469	04658009	0399991015
19	25 mm	21-3364-24	09007475	04658015	0399991015
19	32 mm	21-3365-24	09007481	04658021	0399991015
20	16 mm	21-3369-24	09007498	04658334	0399991015
20	19 mm	21-3367-24	09007506	04658386	0399991015
20	25 mm	21-3362-24	09007512	04658423	0399991015
20	32 mm	21-3363-24	09007529	04658883	0399991015

Größe (G)	Länge	Bestellnummern (12 Stück)			
		NAC	PZN/St.	PZN/VE	HiMi
19	19 mm	21-3468-24	09675828	09676354	0399991015
19	25 mm	21-3469-24	09675834	09676360	0399991015
19	32 mm	21-3470-24	09675840	09676377	0399991015
20	16 mm	21-3464-24	09675780	09676319	0399991015
20	19 mm	21-3465-24	09675797	09676325	0399991015
20	25 mm	21-3466-24	09675805	09676331	0399991015
20	32 mm	21-3467-24	09675811	09676348	0399991015



GRIPPER PLUS®
Sicherheits-Portpunktionsnadeln
mit Huberschliff

GRIPPER PLUS® Sicherheits-Portpunktionsnadeln mit Huberschliff					
Größe (G)	Länge	Bestellnummern (12 Stück)			
		Ohne Y-Anschluss	PZN/St.	PZN/VE	HiMi
19	19 mm	21-2768-24	00108565	00435896	0399991015
19	25 mm	21-2764-24	00108453	00435844	0399991015
19	32 mm	21-2765-24	00108482	00435850	0399991015
20	16 mm	21-2769-24	00108571	00435910	0399991015
20	19 mm	21-2767-24	00108507	00435873	0399991015
20	25 mm	21-2762-24	00108418	00435821	0399991015
20	32 mm	21-2763-24	00108447	00435838	0399991015
22	16 mm	21-2770-24	00108602	00435927	0399991015
22	19 mm	21-2766-24	00108499	00435867	0399991015
22	25 mm	21-2760-24	00108370	00435778	0399991015
22	32 mm	21-2761-24	00108401	00435790	0399991015

Größe (G)	Länge	Bestellnummern (12 Stück)			
		Ohne Y-Anschluss	PZN/St.	PZN/VE	HiMi
19	16 mm	21-2868-24	09675627	09676153	0399991015
19	19 mm	21-2869-24	09675633	09676176	0399991015
19	25 mm	21-2870-24	09675656	09676182	0399991015
19	32 mm	21-2864-24	09675573	09676118	0399991015
20	16 mm	21-2865-24	09675596	09676124	0399991015
20	19 mm	21-2866-24	09675604	09676130	0399991015
20	25 mm	21-2867-24	09675610	09676147	0399991015
20	32 mm	21-2860-24	09675538	09676070	0399991015
22	16 mm	21-2861-24	09675544	09676087	0399991015
22	19 mm	21-2862-24	09675550	09676093	0399991015
22	25 mm	21-2863-24	09675567	09676101	0399991015
22	32 mm	21-2968-24	09675751	09676288	0399991015

Größe (G)	Länge	Bestellnummern (12 Stück)			
		NAC	PZN/St.	PZN/VE	HiMi
19	16 mm	21-2969-24	09675768	09676294	0399991015
19	19 mm	21-2970-24	09675774	09676302	0399991015
19	25 mm	21-2964-24	09675716	09676242	0399991015
19	32 mm	21-2965-24	09675722	09676259	0399991015
20	16 mm	21-2966-24	09675739	09676265	0399991015
20	19 mm	21-2967-24	09675745	09676271	0399991015
20	25 mm	21-2960-24	09675662	09676199	0399991015
20	32 mm	21-2961-24	09675679	09676207	0399991015
22	16 mm	21-2962-24	09675685	09676213	0399991015
22	19 mm	21-2963-24	09675691	09676236	0399991015



GRIPPER® Portpunktionsnadel mit Huberschleif

Naturlatexfrei, nichtstanzend, nicht silikonisiert, abnehmbarer konturierter Griff, gepolsterte Nadelplattform, 20 cm Verlängerungsschlauch* mit oder ohne Y-Anschluss

Größe [G]	Länge	Bestellnummern (12 Stück)			
		Y-Anschluss Abnehmbare Injektionskappe am Luer-Lock-Y-Anschluss	PZN/St.	PZN/VE	HiMi
19	16 mm	21-2938-24	09675314	09675857	0399991015
19	19 mm	21-2939-24	09675320	09675863	0399991015
19	25 mm	21-2940-24	09675337	09675886	0399991015
19	32 mm	21-2941-24	09675343	09675892	0399991015
20	16 mm	21-2946-24	09675366	09675900	0399991015
20	19 mm	21-2947-24	09675372	09675917	0399991015
20	25 mm	21-2948-24	09675389	09675923	0399991015
20	32 mm	21-2949-24	09675395	09675946	0399991015
22	19 mm	21-2955-24	09675403	09675952	0399991015
22	25 mm	21-2956-24	09675426	09675969	0399991015
22	32 mm	21-2957-24	09675432	09675975	0399991015

Größe [G]	Länge	Bestellnummern (12 Stück)			
		Ohne Y-Anschluss	PZN/St.	PZN/VE	HiMi
19	16 mm	21-2737-24	00108364	00435761	0399991015
19	19 mm	21-2733-24	00108329	00435726	0399991015
19	25 mm	21-2714-24	00108269	00435620	0399991015
19	32 mm	21-2715-24	00108275	00435637	0399991015
20	16 mm	21-2736-24	00108358	00435755	0399991015
20	19 mm	21-2734-24	00108335	00435732	0399991015
20	25 mm	21-2717-24	00108281	00435643	0399991015
20	32 mm	21-2718-24	00108238	00435672	0399991015
22	19 mm	21-2735-24	00108341	00435749	0399991015
22	25 mm	21-2720-24	00108306	00435689	0399991015
22	32 mm	21-2721-24	00108312	00435703	0399991015

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website unter www.smiths-medical.de

DAS/DIE GENANNT(E)N PRODUKT(E) IST/SIND MÖGLICHERWEISE NICHT IN ALLEN LÄNDERN LIZENZIERT BZW. ERHÄLTlich.

Smiths Medical ASD, Inc.

6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442, USA
Tel: 1-614-210-7300

www.smiths-medical.com

Smiths Medical Deutschland GmbH

Bretonischer Ring 3
85630 Grasbrunn
Tel: +49 (0)89 242959 0

www.smiths-medical.de

Smiths Medical Österreich GmbH

Campus 21, Europaring A 03 5 02
A-2345 Brunn am Gebirge
Tel: +43 (0)1 890 6444 0

Smiths Medical Schweiz AG

Zürichstrasse 33
8134 Adliswil
Tel: +41 (0)43 388 6200



Kontaktinformationen für Ihre Region finden Sie unter: www.smiths-medical.com/de-de/customer-support/contact-us

smiths medical

Smiths Medical ist ein Unternehmen des globalen Technologiekonzerns Smiths Group plc. Das/Die genannte(n) Produkt(e) ist/sind möglicherweise nicht in allen Ländern lizenziert bzw. erhältlich. GRIPPER PLUS, GRIPPER und die Bildmarken von Smiths Medical und Deltec sind Handelsmarken von Smiths Medical. Das Symbol © bedeutet, dass die Handelsmarke beim Patent- und Markenamt der USA und einiger anderer Länder eingetragen ist. Alle anderen erwähnten Namen und Marken sind Marken oder Dienstleistungsmarken ihrer jeweiligen Inhaber. ©2020 Smiths Medical. Alle Rechte vorbehalten. VA0032.DE.DE.Rev.A.0120