

BLU パーク® 経皮的気管切開キット



品番	キット内の気管切開チューブ	チューブサイズ (mm)			静止カフ外径 (mm)	チューブ角度	販売単位
		内径	外径	長さ			
101/562/000	—	—	—	—	—	1セット/箱	
101/563/070	BLU セレクトサククションエイド	7.0	10.5	70.0	24.0	105°	1セット/箱
101/563/080	カフ付(二重管)	8.0	11.9	75.5	30.0	105°	1セット/箱
101/563/090	品番: 101/870	9.0	13.3	81.0	30.0	105°	1セット/箱

BLU グリッグス® 経皮的気管切開キット



品番	ガイドワイヤ・ダイレーティング鉗子 (GWDF)	キット内の気管切開チューブ	チューブサイズ (mm)			静止カフ外径 (mm)	チューブ角度	販売単位
			内径	外径	長さ			
101/891/070	あり	—	7.0	10.5	70.0	24.0	105°	1セット/箱
101/891/080	あり	BLU セレクト	8.0	11.9	75.5	30.0	105°	1セット/箱
101/891/090	あり	サククションエイド	9.0	13.3	81.0	30.0	105°	1セット/箱
101/893/070	なし	カフ付(二重管)	7.0	10.5	70.0	24.0	105°	1セット/箱
101/893/080	なし	品番: 101/870	8.0	11.9	75.5	30.0	105°	1セット/箱
101/893/090	なし	—	9.0	13.3	81.0	30.0	105°	1セット/箱

構成部品一覧

※数字は構成品の個数を示します。

品名	BLU パーク®		BLU グリッグス®	
	101/562	101/563	101/891	101/893
① スカルベル	1	1	1	1
② シリンジ (5&10mL)	2	2	2	2
③ 穿刺針 & ④ カニューレ	1	1	1	1
⑤ イントロデューサ針	1	1	1	1
⑥ ショートダイレータ	1	1	1	1
⑦ ロングダイレータ S型	1	1	0	0
⑧ ガイディングカテーテル	1	1	0	0
⑨ イントロデューサ	0	1	0	0
⑩ ソフトイントロデューサ (7, 8, 9mm)	3	0	0	0
⑪ ガイドワイヤ・ダイレーティング鉗子 (GWDF)	0	0	1	0
⑫ ガイドワイヤ片手用	1	1	1	1
⑬ 気管切開チューブ (オプチュレータ付)	0	1	1	1
⑭ インナーカニューレ	0	2	2	2
⑮ チューブ取り外し用ウェッジ	1	1	1	1
⑯ 鉗子	1	1	0	0
⑰ ガーゼ	10	10	10	10
⑱ ドレッシング材	1	1	1	1
⑲ 潤滑剤	2	2	2	2
⑳ ニードルホルダ	1	1	1	1
㉑ チューブホルダ	1	1	1	1
㉒ クリーニングブラシ	1	1	1	1
㉓ サククションコントロールバルブ	0	1	1	1

販売名: 経皮的気管切開キット  
認証番号: 230AIBZX00020000



BLU パーク® BLU グリッグス® 経皮的気管切開キット

EVERY BREATH COUNTS

[www.smiths-medical.com/jp/](http://www.smiths-medical.com/jp/)

改良のため仕様は予告なく変更させていただく場合がありますのでご了承ください。  
ご使用前に、添付文書、取扱説明書など、製品付随資料を必ずお読みください。

製造販売業者  
スミスメディカル・ジャパン株式会社  
〒107-0052 東京都港区赤坂 7-1-1  
お問い合わせ先: 0120-582-855 受注センター

smiths medical

Smiths Medical is part of the global technology business Smiths Group plc. Please see the Instructions for Use/Operator's Manual for a complete listing of the indications, contraindications, warnings and precautions. Smiths brand names (used in document's text), Smiths trade names (used in document's text) and the Smiths Medical and design marks (logos used in document) are trademarks of Smiths Medical. The symbol ® indicates the trademark is registered in the U.S. Patent and Trademark Office and certain other countries. All other names and marks mentioned are the trademarks or service marks of their respective owners. ©2020 Smiths Medical. All rights reserved. CC0113.JA.JP.Rev.A.0520. 0101031-2020055000MC01afa



## BLU パーク® BLU グリッグス® 経皮的気管切開キット

BLU パーク® および BLU グリッグス® には、ベッドサイドや手術室で処置を行うために必要なアイテムが一つに同梱されています。

### ロングダイレータ S 型

- BLU パーク (品番: 101/562/000 および 101/563/\*\*\*) に同梱。
- 人間工学的に考慮されたデザインで気管の過度な穿刺や損傷を防ぎます。
- スライドポートからアクセスすることで術野にある患者様の頭部からガイドワイヤを遠ざけることができます。




### 片手用ガイドワイヤ

- 利き手が左右どちらでも使用でき、操作が容易になりました。



### ガイドワイヤ・ダイレーティング鉗子 (GWDF)

BLU グリッグス® の一部キット (品番: 101/891/\*\*\*) には、留置したガイドワイヤに沿って挿入することができるよう、特別にデザインされた鉗子を同梱しています。



## BLU セレクト® 気管切開チューブ

従来のブルーラインウルトラ気管切開チューブの利点に加え、明瞭なサイズ表記とサイズごとのカラーによる識別性の向上と、可塑剤 DEHP 不使用により、BLU セレクト® 気管切開チューブとして生まれ変わりました。



### 構成品

BLU パーク® (品番 101/563/\*\*\*)

