


## Lancettes de sécurité Safe-T-Lance® Plus - Activation par bouton-poussoir

### Guide d'utilisation rapide



### POUR PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS DE SANG CAPILLAIRE UNIQUEMENT

Conditionnement:  
200 unités/boîte, 2000 unités/carton

ADULTE				PÉDIATRIQUE	
Débit élevé 1008-1	Débit normal 1014-1	Faible débit 1020-1	Micro débit 1025-1	Pédiatrique 1028-1	Débit max 1005-1
Aiguille 18G	Aiguille 21G	Aiguille 25G	Aiguille 28G	Largeur de lame 1.5mm	Largeur de lame 1.5mm
1.8mm de profondeur	1.8mm profondeur	1.4mm profondeur	1.6mm profondeur	1.2mm profondeur	1.6mm profondeur

**AVERTISSEMENT :** Ne pas utiliser si le capuchon protecteur a été précédemment retiré de la lancette. Nettoyer la peau conformément aux procédures de sécurité. Jeter la lancette usagée dans un collecteur pour objets tranchants conformément aux directives de l'établissement et aux réglementations nationales et régionales.

Pour plus d'informations, visiter notre site web [www.smiths-medical.com](http://www.smiths-medical.com)

LES PRODUITS DÉCRITS PEUVENT NE PAS ÊTRE ENREGISTRÉS OU DISPONIBLES À LA VENTE AU CANADA OU DANS D'AUTRES PAYS.

Smiths Medical ASD, Inc.  
Keene, NH 03431, USA  
Phone: 1-603-352-3812

Smiths Medical Belgium S.A.  
Pegasuslaan 5  
1831 Diegem  
Tél: +32 (0)2 704 49 00  
E-mail: [belgium@smiths-medical.com](mailto:belgium@smiths-medical.com)  
[www.smiths-medical.com](http://www.smiths-medical.com)

Fabriqué par:  
HTL-STREFA S.A.  
ul. Adamówek 7  
95-035 Ozorków POLAND

Auktoriserad representant i EU  
Smiths Medical International Ltd.  
TN25 4BF, UK  
Tel: +44 (0) 1233 722100

MKEECA-0115



smiths medical